

ЗМІСТ

1. ВВЕДЕННЯ
2. ЗМІСТ
3. ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ
5. ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
6. ОБСЛУГОВУВАННЯ
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ БАТЕРЕЙОК ТА ПРИЛАДА

1. ВСТУП

Вдячні вам за покупку eMyScale plus - ваг для зважування дітей до 20кг з функцією підключення до смартфона через Bluetooth за допомогою ексклюзивного додатку eMyBaby для запису даних про вагу дитини. Перед початком використання приладу уважно прочитайте інструкцію по експлуатації. Вона містить важливу інформацію, тому збережіть її для використання в майбутньому. Описані в цьому посібнику характеристики виробу можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення.

2. ЗМІСТ

- 1 ваги
 - 3 батарейки ААА
 - 1 інструкція з експлуатації та гарантія
- Якщо в комплекті відсутнє що-небудь з цього списку, зверніться в точку продажу.

3. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Перед початком використання цього пристрою уважно прочитайте інструкції з безпеки та зберігайте їх для подальшого використання.

1. Уникайте удару ваг о гострі або тверді предмети, також уникайте сильної тряски або вібрацій.
 2. Не зважуйте предмети, вага яких перевищує максимально допустиму для даного пристрою (20 кг / 44 фунта / 1.48 унції).
 3. Не змочуйте ваги. Поверхню ваг можна очищати за допомогою м'якої тканини, при необхідності використовуючи натуральні засоби для чищення.
 4. Захищайте виріб від пошкоджень. Пошкодження поверхні може призвести до невірної індикації.
 5. Батарейки необхідно замінювати при появі на екрані індикації «LO».
 6. При установці батарейок дотримуйтесь правильної полярності.
 7. Якщо передбачається, що ваги не будуть експлуатуватися протягом тривалого періоду часу, витягніть батарейки.
 8. Не ставте жодних предметів на ваги, коли вони не використовуються.
 9. Не кладіть дитину на край приладу, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
 10. Бережіть ваги від ударів твердими предметами, вологи, пилу, хімікатів, туалетного приладдя, рідкої косметики, перепадів температур і близькості до джерел тепла (відкритий вогонь, радіатори).
 11. Сильне електромагнітне випромінювання може погіршити точність ваг.
 12. Даний пристрій призначений тільки для домашнього використання.
 13. Не розбирайте і не відкривайте корпус виробу, за винятком відсіку батарейок для їх заміни.
 14. Використовуйте виріб тільки за його прямим призначенням.
 15. Не намагайтеся самостійно лагодити виріб, оскільки несанкціоноване відкривання корпусу може привести до пошкодження апарату, а також може становити небезпеку для здоров'я.
- УВАГА: Майте на увазі, що будь-які зміни або модифікації приладу, які не здійснюються технічною службою MINILAND, не покриваються гарантією на виріб.**

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЛАДУ

4.1. ОПИС ВАГ (мал. 1)

- a. Корпус ваг
- b. Кнопка вибору одиниць виміру (кг / фунти / унції)
- c. Кнопка "HOLD" (утримання)

- d. РК екран
- e. Кнопка скидання показань
- f. Кнопка ON / OFF
- g. Відсік для батарейок
- h. Опори ваг

4.2. ДІСПЛЕЙ (Малюнок 2)

1. Bluetooth-іконка
2. Значок увімкнення / вимкнення функції "HOLD"
3. Знак мінуса
4. Значок батарейок
5. Значок «TARE» (скидання показань)
6. Значення ваги
7. Значки одиниць вимірювання

5. КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1 ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1.1. ЗАМІНА БАТАРЕЙОК

Батарейки необхідно замінювати при погіршенні яскравості зображення і появі на екрані індикації «LO».

1. Відкрийте відсік для батарейок (g) на задній частині терезів.
2. Вставте три батарейки типу AAA. Перевірте розміщення батарейок відповідно до схеми на рисунку 3.
3. Щільно закрийте відсік для батарейок.

Примітка: Якщо ваги не використовуватимуться протягом тривалого періоду часу, рекомендується вийняти батарейки з пристрою перед зберіганням.

5.1.2. РОЗМІЩЕННЯ

Обов'язково розміщуйте ваги на твердій горизонтальній поверхні, щоб уникнути їх пошкодження та забезпечити точність вимірювань.

5.2 ВИКОРИСТАННЯ ВАГІВ

1. Для включення ваг натисніть кнопку "ON / OFF" (f). Протягом декількох секунд відбувається активація всіх елементів дисплея (d).
2. Коли на екрані з'явиться індикація "0.000", натисніть клавішу вибору одиниць ("Unit") (b) для вибору одиниць виміру ваги - "кг" ("kg"), фунт ("lb"), унція ("oz") або грам ("g"). Обраний вами варіант з'явиться на дисплеї (d).
3. Ваги готові до роботи.
4. Функція скидання, або компенсації показань (TARE) дозволяє не враховувати вагу допоміжних предметів, таких як рушники або пелюшки, щоб не спотворити вимірювання, якщо дитина зважується разом з ними. Для її використання необхідно спочатку зважити дані аксесуари і натиснути на кнопку TARE (e). Після цього ваги будуть фіксувати тільки вагу покладеної на них дитини. (e). На дисплеї висвічується слово "TARE", і після цього при зважуванні враховується тільки вага покладеної на ваги дитини.
5. Помістіть дитину на ваги, коли на дисплеї з'являться цифри "0.00" (кг / фунти / унції/г).
6. Остаточна вага буде зареєстрована на дисплеї, коли з'явиться слово "HOLD". Ваги відключаються автоматично через одну хвилину.
7. Якщо при зважуванні дитина занадто рухлива, можна використовувати функцію "HOLD". Увімкніть ваги (при необхідності використовуючи функцію компенсації показань TARE) і помістіть на них дитину. Якщо дитина рухлива, можна помітити, що вага, яка висвічується на екрані, злегка змінюється з часом. У цьому випадку натисніть кнопку "HOLD" (c), після чого на екрані почне блимати слово "HOLD". Після того, як індикація "HOLD" перестане блимати,

значення ваги на екрані буде відповідати правильній вазі дитини. Ваги відключаються автоматично через одну хвилину.

Примітка: якщо на вагах перед включенням знаходилися будь-які речі, то значення, що показується на екрані після включення все одно буде "0.00" (оскільки при включенні пристрій виконує функцію компенсації показань автоматично). Приберіть сторонні предмети з терезів і натисніть кнопку компенсації показань "TARE" (e), досягнувши появи значення "0.00" на вагах без вантажу.

5.3. З'ЄДНАННЯ З eMyBaby

5.3.1. РЕЄСТРАЦІЯ

1. В першу чергу необхідно зареєструватися на веб-сайті eMyBaby. Для цього: відкрийте браузер, перейдіть за адресою **emybaby.com** і клікніть на піктограму "СТВОРИТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС".
2. Заповніть поля, ввівши персональні дані, натисніть кнопку підтвердження згоди з умовами використання та в кінці натисніть кнопку "АКТИВУВАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС".
3. На адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, прийде лист-запит підтвердження реєстрації. Натиснувши на посилання, що містить ваше електронне повідомлення, ви повернетесь на сайт eMyBaby, до якого ви зможете отримати доступ, вказавши своє ім'я користувача та пароль після натискання кнопки "Увійти".

5.3.2. МОДУЛЬ eMyScale НА ВЕБ-СТОРІНЦІ eMyBaby

Ці ваги підключаються до смартфона або планшета через з'єднання Bluetooth для запису і контролю ваги дитини.

Компанія Miniland розробила безкоштовний додаток eMyBaby, доступний для операційних систем iOS і Android, який можна легко завантажити і встановити на мобільний пристрій. Для завантаження програми eMyBaby спочатку перейдіть до відповідного магазину додатків. Додаток також можна завантажити безпосередньо з сайту; для цього проскануйте мобільним пристроєм відповідний QR-код, показаний нижче:



Дотримуйтесь інструкцій, наданих вище, щоб встановити програму.

1. Після встановлення програми відкрийте її. Для входу в систему натисніть LOGIN і введіть ім'я користувача та пароль, якщо у Вас вже є обліковий запис, або зареєструйтесь, якщо ви ще цього не робили. Пам'ятайте, що Ви отримаєте повідомлення про підтвердження на адресу електронної пошти, яку Ви вказали при реєстрації.
2. Переконайтеся, що Bluetooth-з'єднання вашого мобільного пристрою активовано.
3. Далі Вам потрібно створити профіль дитини (якщо він не був створений раніше), вагу якої Ви збираєтесь вимірювати. Для цього перейдіть в розділ «Моя дитина» в головному меню програми eMyBaby і дотримуйтесь інструкцій, зазначеним там, щоб створити профіль.
4. Тепер увійдіть в розділ «Ваги» з головного меню і виберіть профіль дитини, зважування якої Ви плануєте робити.
5. Виберіть «Новий вимір» і виберіть варіант для додавання за допомогою шкали «eMyScale plus».
6. На індикаторі ваг з'явиться символ з'єднання Bluetooth (б).
7. Тепер виміряйте вагу дитини, як зазначено в розділі 5.2 цього посібника. Ваш планшет або мобільний телефон автоматично зафіксує вимірювання, зроблене вагами.

8. Клацніть «Записати вагу», щоб записати результат вимірювання і зберегти його в історії ваги дитини.

9. Після 1 хвилини у режимі очікування ваги автоматично вимикаються.

Система дозволяє переглянути всі записи і вивести графік зміни ваги дитини, а також порівняти дані зі стандартами ВООЗ.

5.4. ДІАГНОСТИКА І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| НЕСПРАВНІСТЬ | МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ | РІШЕННЯ |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Мобільний пристрій не може виявити eMyScale plus при вимірюванні | Ваги не включені. | Увімкніть ваги, натиснувши кнопку "ON / OFF" (f) |
| | Мобільний пристрій не підтримує стандарт Bluetooth BLE 4.1. | Перевірте чи сумісний ваш мобільний пристрій з цією версією Bluetooth |
| | Функція Bluetooth на мобільному пристрої не активована | Перевірте, чи включена функція Bluetooth на пристрої |
| | У вагах закінчився заряд батарейок | Замініть батарейки на нові, виконуючи вказівки розділу 5.1.1. |
| | eMyScale plus знаходиться поза досяжністю Bluetooth мобільного пристрою | Розмістіть мобільний пристрій ближче до ваг |
| Після зважування мобільний пристрій не вказує значення ваги | У eMyBaby була обрана опція ручного запису ваги | Виберіть опцію автоматичного запису з ваг |
| На мобільному пристрої відображається неправильне значення ваги | Можливо, при передачі даних були присутні перешкоди | Повторіть зважування |
| | Рівень заряду батареї ваг занадто низький | Замініть батарейки на нові, виконуючи вказівки розділу 5.1.1. |
| Ваги не включаються | У вагах закінчився заряд батарейок | Замініть батарейки на нові, виконуючи вказівки розділу 5.1.1. |
| | Батарейки встановлені неправильно | Встановіть батарейки згідно з вказівками в розділі 5.1.1. |
| На дисплеї відображається повідомлення "EEE" | Максимальна вага 20 кг / 44 фунтів / 705,48 унцій / 20000г була перевищена | По можливості приберіть зайву частину ваги з ваг |
| На дисплеї відображається повідомлення "LO" | Рівень заряду батарейок низький | Замініть батарейки, як показано в розділі 5.1.1. |
| На дисплеї відображається повідомлення "Unst" | Ваги знаходяться на нестійкій поверхні | Помістіть ваги на тверду, стійку поверхню |

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1. ОЧИЩЕННЯ

- Поверхню ваг очищайте за допомогою м'якої тканини, при необхідності використовуйте натуральні засоби для чищення.
- Не використовуйте розчинники або абразиви
- Не змочуйте ваги та не занурюйте їх у воду.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Одиниці виміру: кг / фунти / унції/ г
- Максимальна вага: 20 кг / 44 фунта / 705.48 унції/ 20000г
- Мінімальна вага: 0.02 кг / 20 г / 0.044 фунта / 0.7 унції
- Ціна ділення: 0.01кг / 0.02фунта / 0.1 унції/ 5 г
- Точність: 0.3% (від значення ваги) \pm 1дкг, ДКГ = 10г
- Індикатор перевищення допустимої ваги: "EEEE"
- Індикатор низького заряду батарейок: "LO"
- Функція автоматичного вимкнення через 1 хвилину
- Bluetooth BLE 4.1
- Батарейки: 3 x AAA 1,5 В

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ВИРОБУ ТА БАТАРЕЙОК

- Пам'ятайте про те, що з метою мінімізації шкоди для навколишнього середовища виріб слід утилізувати, попередньо вийнявши батарейки.
- Не викидайте продукти, на яких нанесена піктограма, що зображає сміттєвий контейнер, разом з побутовими відходами. Для забезпечення збору та належної переробки даних виробів їх слід здавати на спеціалізовані пункти прийому. З метою утилізації також можна звернутися в компанію або магазин, де був придбаний продукт.

