

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час використання електричного пристрою важливо дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема таких:

1. **УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБУ.**
2. **ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАНІ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.**
3. Розроблено для дітей з першого зуба. Повинно використовуватися під наглядом. Це не іграшка.
4. Діти та особи з обмеженими можливостями повинні використовувати його під наглядом дорослих. Для дітей молодшого віку рекомендується допомога.
5. Не використовуйте, якщо пристрій пошкоджено. Перевіряйте та замінійте насадку щітки кожні 3 місяці або частіше, якщо вона зношена.
6. Не модифікуйте та не розбирайте виріб, оскільки це може поставити під загрозу безпеку та анулювати гарантію.
7. Водостійкість (IPX7): Можна промивати, але не занурювати у воду або піддавати дії агресивних рідин.
8. Не використовуйте, коли дитина ходить або бігає, а також не на ранах чи запалених яснах без рекомендації стоматолога.
9. Зберігайте у недоступному для маленьких дітей місці, коли щітка не використовується.
10. Використовуйте лише лужні батарейки типу ААА, дотримуючись правильної полярності. Не змішуйте нові та використані батарейки та не використовуйте пошкоджені батарейки.
11. Вийміть батарейки, якщо ви не користуєтеся виробом протягом тривалого часу, та утилізуйте їх належним чином.
12. Не використовуйте виріб у ванні або душі, якщо існує ризик падіння у глибоку воду.
13. Уникайте екстремальних температур, тепла або вогню.
14. Для очищення промийте водою та висушіть рушником. Не використовуйте агресивні засоби для чищення.
15. У разі пошкодження або несправності щітки припиніть використання та зверніться до служби підтримки клієнтів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Зберігайте пристрій сухим, чистим та подалі від тепла.
- У разі падіння огляньте насадку щітки перед використанням.
- Проконсультуйтеся зі стоматологом, якщо проходить лікування порожнини рота.
- Зберігайте зубну щітку та її аксесуари в недоступному для маленьких дітей місці.
- Тільки для особистого використання; не призначено для стоматологічних клінік чи установ.

2. ОПИС, КОМПОНЕНТИ ТА ВМІСТ

1. Кнопка включення
2. Маленька кругла насадка щітки (від першого зуба до 24 місяців)
3. Підсвітка
4. Прогумована ручка
5. Присоска
6. Відсік для батарейок
7. Велика видовжена головка (від 24 місяців до 6 років)

Коробка також містить:

- 1 батарейку ААА, 1 інструкцію з експлуатації та гарантію

Якщо чогось із перерахованого вище бракує, зверніться до місця придбання.

3. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

3.1. НАСАДКИ ДЛЯ ЗУБНОЇ ЩІТКИ

До комплекту входять дві насадки для щітки, розроблені відповідно до віку вашої дитини. Кожна насадка має різну форму та розмір, з характерним кільцем (зеленим або білим) для легкої ідентифікації:

- **Маленька кругла** насадка для щітки (2): для дітей від перших зубів до 24 місяців. Зубна щітка зазвичай постачається з попередньо встановленою цією насадкою.
 - **Велика видовжена** насадка для щітки (7): для дітей від 24 місяців до 6 років.
- Зубна щітка має водонепроникну ручку (4), є електробезпечною та призначена для використання у ванній кімнаті.

3.1.1. ПРИКРЕПЛЕННЯ/ЗАМІНА НАСАДКИ ДЛЯ ЗУБНОЇ ЩІТКИ

Дорослі повинні виконувати цей процес, дотримуючись таких кроків:

Щоб прикріпити насадку для щітки:

1. Тримайте насадку для щітки (2 або 7) та ручку (4), не торкаючись щетинок.
2. Поверніть ручку (4) ліворуч, щоб головка щітки (2 або 7) повернулася на 45° праворуч.
3. Поверніть ручку (4) праворуч, доки головка щітки (2 або 7) не вирівняється.

Як замінити головку щітки:

1. Тримайте головку щітки (2 або 7) і поверніть ручку (4) ліворуч.
2. Зніміть головку щітки (2 або 7) і вставте нову.
3. Поверніть ручку (4) праворуч, доки вона не вирівняється належним чином.

ПРИМІТКА 1: Переконайтеся, що виїмка щітки збігається з виїмкою головки щітки для надійного кріплення.

ПРИМІТКА 2: Замінюйте головку щітки кожні 3 місяці або частіше, якщо вона зношена.

ПРИМІТКА 3: Посилання Miniland: 89679 "Змінні насадки для зубної щітки".

3.2. РЕЖИМИ РОБОТИ

3.2.1. РЕЖИМ ТІЛЬКИ ПІДСВІТКА

Зубна щітка має режим підсвітки для перевірки якості чищення.

1. Натисніть кнопку живлення (1), щоб активувати його.
2. Індикатор (3) світитиметься 30 секунд, а потім автоматично вимкнеться.

3.2.2. РЕЖИМ ЧИЩЕННЯ З ТАЙМЕРОМ

Зубна щітка Miniland оснащена 2-хвилинним таймером для забезпечення ретельного чищення.

1. Змочіть щетинки, нанесіть невелику кількість дитячої зубної пасти та помістіть головку щітки на зуби дитини.
2. Якщо зубна щітка вимкнена, натисніть кнопку (1) двічі. Якщо режим підсвітки активний, натисніть її один раз.
3. Спочатку почистіть нижні зуби (1 хв), потім верхні зуби (1 хв), покриваючи всі поверхні.
4. Зубна щітка автоматично вимкнеться через 2 хвилини, забезпечуючи рекомендований час чищення. Щоб зупинити її раніше, натисніть кнопку живлення (1).

ПРИМІТКА: Уникайте надмірного натискання. Якщо щетинки зношуються раніше, ніж через 3 місяці, можливо був застосований надмірний тиск.

Легка кровоточивість ясен на початку використання щітки є нормальною і має зникнути протягом кількох днів. Якщо воно триває більше двох тижнів, зверніться до стоматолога.

4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використання та очищення

Після кожного використання:

1. Промийте головку щітки під проточною водою, увімкнувши щітку, протягом кількох секунд.
2. Вимкніть зубну щітку та зніміть головку щітки, виконавши кроки розділу 3.1.1 цього посібника.
3. Промийте головку щітки та ручку окремо під проточною водою.
4. Добре висушіть їх та зберіть обидві частини.

Зубна щітка має присоску (5) біля основи для зручного розміщення у ванній кімнаті. Прикріпіть її до гладкої, твердої та непористої поверхні для кращого зчеплення.

Заміна батарейки

Відсік для батарейки (6) розташований біля основи зубної щітки.

1. Міцно тримайте зубну щітку та поверніть нижню частину ліворуч.
2. Вставте одну лужну батарейку типу AAA (1,5 В), дотримуючись правильної полярності.
3. Закрийте кришку, щоб запобігти потраплянню води.

5. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

- **Пристрій не вмикається:** перевірте розташування батарейки та замініть її за потреби.
- **Зубна щітка вмикається через 30 секунд:** це нормально, коли вона в режимі «лише підсвітка».
- **Зубна щітка вмикається автоматично через 2 хвилини:** це нормально.
- З інших питань зверніться до служби підтримки клієнтів Minilaid.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАТАРЕЇ ТА ПРИСТРІЙ

Перед утилізацією електричної зубної щітки вийміть батарейки та утилізуйте їх відповідально.

Не змішуйте вироби, позначені символом перекресленого контейнера для відходів, з побутовими відходами. Для належної утилізації віднесіть їх до авторизованого пункту збору або зверніться до місця придбання.

